

Médecin prescripteur :

Contact (tel/mail) :

Etiquette Patient

Diagnostic et monitoring des immunodéficiences congénitales

Renseignements cliniques :

Code
laboratoire

Fonctions des cellules B :

- 7165 ■J ac anti-tétanos
7172 ■J ac anti-pneumo (sérotypes) AVANT vaccin
7173 ■J ac anti-pneumo (sérotypes) 4-8 sem APRES vaccin P23

Phénotype des cellules B :

- 7233 ■M lymphos B mémoires CD27+ IFBMEM
7234 ■M Sous-populations lymphos B (tot Bm CD27+, switch Bm IgD-CD27+, CD21^{hi}CD38^{hi}, B transit, plasmablastes)
7221 ■M CD81
7222 ■M BAFF-R
7223 ■M CD40
7230 ■M Expression HLA-DR

Phénotype des cellules T :

- 7241 ■M CD45RA/RO
7242 ■M Emigrants thymiques récents (CD31+CD45RO-)
7247 ■M Screening ALPS (T CD4-CD8- TCRab+)
7248 ■M FAS (CD95)
7249 ■V Apoptose induite par FAS ♦ (25 €)
7253 ■M lymphos Treg CD4+CD25+CD127low
7254 ■M Treg exprimant FoxP3
7252 ■M WASP
7262 ■V CD40L
7240 ■M Sous-populations lymphos T (Tnaïf, Tcm, Tem, T term diff)
7251 ■M TCR diversity
7259 ■M HES diagnostic

Fonctions des cellules T :

- 7255 ■V TTL mitogènes (PHA, PWM et anti-CD3) PAS le VENDREDI
7261 ■V TTL anatoxine tétanique PAS le MERCREDI ni le JEUDI
7260 ■V TTL autres antigènes :
7228 ■M Récepteurs axe IL-12/IFN-g
7229 ■Vx2 Production IFN-g (axe IL-12/IL-23/IFN-g) ♦
7231 ■V Profil Th1/Th2/Th17 ♦

Fonctions des cellules NK :

- 7237 ■M Perforine intracyto NK et T CD8+
7238 ■V Dégranulation (CD107a) NK et T CD8+ ♦

♦ Pas le vendredi et arrivée au labo avant 13 h

Légende tubes : ■J Grand tube jaune (sérum/gel) ■M Grand tube mauve (EDTA) ■V Grand tube vert sans gel (Héparine Na/Li)
■ Grand tube bleu ciel (Citrate)

MAP d'un syndrome hémophagocytaire :

- 7324 ■J Dosage CD25 soluble (25 €)
7323 ■J Fraction glycosylée de la ferritine (22 €)

Phénotype Autres

- 7243 ■M iNKT TCR Va24-Ja18
7244 ■M Sous-populations NK (CD16/CD56/CD94)
7226 ■M CD11a-CD11b-CD18a
7227 ■M Sous-populations cellules dendritiques

IMMUNITE INNEE : COMPLEMENT (Une demande séparée est disponible pour l'évaluation du complément dans un contexte de microangiopathie thrombotique)

- 7295 ■J Voie classique (CH50)
7296 ■J Voie alterne (AP50)
7271 ■J Voie des lectines (40,00 €)
7272 ■J Mannose binding lectin (MBL)
7299 ■J Facteur H concentration (35,57 €)
7294 ■J Facteur H fonction (17,57 €)
7307 ■J Anticorps anti-Facteur H (20,25 €)
7283 ■J Facteur I concentration (35,57 €)
7289 ■M+■J Recherche d'un facteur déficient (activateur ou régulateur en fonction des résultats de CH50, AP50, C3, C3d et C4)
7270 ■M C3
7275 ■M C3d + C3 (C3d et C3 sont toujours mesurés simultanément pour le calcul du ratio)
7270 ■M C4
7280 ■M C1q
7264 ■M C2
7265 ■M C5
7266 ■M C6
7267 ■M C7
7268 ■M C8
7269 ■M C9
7287 ■M Properdine+
7288 ■M Facteur D*
7285 ■M Facteur B*
7286 ■M Facteur Bb* (FBb et FB sont toujours mesurés ensemble pour le calcul du ratio)
7290 ■M Inhibiteur C1 estérase concentration (9,44 €)
7292 ■B Inhibiteur C1 estérase activité
7293 ■B sC5b-9 (22,23 €)

*Notre laboratoire étant Centre National de Référence pour le Complément, les dosages de FB, FBb, FD et properdine, dans le cadre du diagnostic/suivi de maladies rares, sont directement pris en charge par l'AMI.

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer

Adresse d'envoi :
LABORATOIRE D'IMMUNOLOGIE LHUB-ULB
CHU-Brugmann Campus Horta
Batiment V entrée V2 Accès 3 (Banque de sang-Tri)
Avenue J.J. Crocq N°1
1020 Bruxelles

Numéros de téléphone utiles :
Centre de tri du site : +32-2-4772511
Laboratoire d'Immunologie : +32-2-4772545
Secrétariat : +32-2-4772299
FAX : +32-2-4772166

Médecin prescripteur :

Contact (tel/mail) :

Evaluation du COMPLEMENT & ADAMTS 13 dans un contexte de MICROANGIOPATHIE THROMBOTIQUE et autres atteintes rénales

Renseignements cliniques :



=> PRENDRE CONTACT CI-DESSOUS SI CES TESTS DOIVENT ETRE REALISES EN URGENCE

*Dr.Sc P. Stordeur (Patrick.Stordeur@ulb.ac.be). + 32-2-4772062
Dr C. Nagant (Carole.NAGANT@LHUB-ULB.be) +32-2-4772507*

*Dr J. Smet (Julie.SMET@ LHUB-ULB.be). +32-2-4772153
Dr F. Corazza (Francis.CORAZZA@LHUB-ULB.be). +32-2-4772506*

Code
laboratoire

7289 M+ J MISE AU POINT MAT

7295 J Voie classique (CH50)

7296 J Voie alterne (AP50)

7306 J Facteur H concentration

7294 J Facteur H fonction (17,57 €)

7307 J Anticorps anti-Facteur H (20,25 €)

7284 J Facteur I concentration

7282 J C3Nef (facteur néphritique) (43,00 €)

7270 M C3

7275 M C3d + C3 (C3d et C3 sont toujours mesurés simultanément pour le calcul du ratio)

7265 M C5

7285 M Facteur B*

7286 M Facteur Bb* (Fbb et FB sont toujours mesurés simultanément pour le calcul du ratio)

7293 B sC5b-9 (22,23€)

7297 B ADAMTS13 activité

7298 B Anticorps anti-ADAMTS13

CD46 M CD46 (MCP) (! réalisé sur sang total gardé à température ambiante)

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer

**Notre laboratoire étant Centre National de Référence pour le Complément, les dosages de FB et FBB, dans le cadre du diagnostic/suivi de maladies rares, sont directement pris en charge par l'AMI.*

Légende tubes : J Grand tube jaune (sérum/gel) M Grand tube mauve (EDTA) B Grand tube bleu ciel (Citrate)



En cas de plasmathérapie, faire les prélèvements sanguins AVANT toute administration de plasma

Envoyer tous les tubes tels quels, de sorte qu'ils arrivent à notre laboratoire dans les quatre heures qui suivent le prélèvement, du lundi au vendredi, au plus tard à 15 heures. A défaut (nuit et week-end), centrifuger, séparer et congeler le(s) plasma(s)/sérum(s) en 4 aliquotes chacun. Envoyer congelé durant les heures ouvrables et prévoir un nouveau prélèvement pour le CD46 (réalisé sur sang total, donc ne peut être congelé, mais n'est pas influencé par l'administration de plasma)

Adresse d'envoi :
LABORATOIRE D'IMMUNOLOGIE LHUB-ULB
CHU-Brugmann Campus Horta
Batiment V entrée V2 Accès 3 (Banque de sang-Tri)
Avenue J.J. Crocq N°1
1020 Bruxelles

Numéros de téléphone utiles :
Centre de tri du site : +32-2-4772511
Laboratoire d'Immunologie : +32-2-4772545
Secrétariat : +32-2-4772299
FAX : +32-2-4772166